

CMS

COMPACT-15

# 動物用全身麻酔器 コンパクト-15

》》》 抜群の操作性に安全性をプラス 《《《



クロス・メディカルサービス株式会社  
Cross Medical Service Co.,Ltd.



# 小型・軽量のポータブルタイプ ながら、充実の機能と安全性を 備えたコストパフォーマンスの 高い動物専用麻醉器

## 気化器、人工呼吸器との組み合わせにより、 完璧な動物麻醉管理が可能

- 最新の動物麻醉管理に適合し、供給ガスは医療用酸素及び空気を標準化
- 高精度の流量計によりガス流量の繊細な設定が可能
- 気道内圧計の標準装備により、麻醉中の呼吸回路内圧を常時監視することが可能
- 回路内安全弁（ポップオフバルブ）に加え、過圧安全弁を標準装備したことにより呼吸回路内の過剰圧による患畜の肺損傷を防止

### <組み合わせ推奨機器>

#### 麻醉用人工呼吸器 ミニベントー3a ピブレス



#### 気化器 ペンロン社製 シグマデルタ気化器



※本装置を安全にお使い頂くために、必ず年1回または規定時間毎に保守点検をお受け下さるようお願い申し上げます。  
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 主な仕様

### 供給ガス源

|         |             |
|---------|-------------|
| ガスの種類   | 医療用酸素及び空気   |
| 定格供給圧力  | 0.4±0.05MPa |
| 搭載可能ポンペ | 10Lポンペ 2本   |

### 機能及び設定範囲

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 流量計     | 酸素：0.1～5L/min 空気：0.5～5L/min |
| 気道内圧計   | 圧力：-10～100hPa               |
| 酸素フラッシュ | 流量：35～75L/min (0.4MPa時)     |
| キャニスタ   | 容量：1,000mL                  |

### 安全機構

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 過圧安全弁 | 呼吸回路内圧が設定値（50hPa）到達時に大気開放 |
|-------|---------------------------|

### 気化器

|     |    |
|-----|----|
| 搭載数 | 1基 |
|-----|----|

### 本体寸法・重量

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 本体寸法 | 315(W)×225(D)×400(H)mm（突起部を除く） |
| 本体重量 | 7.5Kg（気化器を除く）                  |

### 承認事項

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 類別・一般的名称 | 機械器具 5 麻醉器並びに麻醉用呼吸囊及びガス吸引かん |
| 医療機器区分   | 管理医療機器                      |
| 承認番号     | 農林水産省指令 1 9 動薬第 8 7 3 号     |

### 製造販売業者

## クロス・メディカルサービス株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国四丁目2番8号  
TEL：03-3633-6333 / FAX：03-3633-1333 / URL：http://www.cross-ms.co.jp  
第1種動物用医療機器製造販売業許可番号 22製販療I第23号