

ソントック

サクシヨンセーフ シーベルY

吸引アダプター

特殊シリコン弁の作用で吸引時にも気道内圧・PEEP圧を維持し
作業が素早く安全に行える吸引アダプターです

〈サクシヨンセーフシーベルY ・ 呼吸回路接続〉

□吸引ポート：サクシヨンカテーテル挿入

JANコード 4580364830018
承認番号 22100BZX00744000
商品コード 42001
販売単位 10個入 / 1袋
クラス分類 クラスⅡ



□人工呼吸器呼吸回路を接続
外径規格テーパー15mm

□Swivel (回転) コネクタ

□患者 気管内チューブ/気管切開チューブへ接続
内径規格テーパー15mm

パッケージデザイン等は予告なく変更となる場合がございます。
ご了承ください。

〈サクシヨンセーフシーベルYの特徴、メリット〉

①

一般の吸引アダプターは吸引ポートのキャップを外して吸引作業を行い、作業後キャップを戻す必要がありますが、本品はキャップが無いにも拘らず気道内圧を維持することができるので、作業後のキャップの閉め忘れ等のヒューマンエラーによる気道内圧低下等の医療事故を未然に防止するフルプルーフ設計です。

②

2箇所が360°回転するSwivel (回転) コネクタを採用しているため、患者の体位にあわせて呼吸回路の向き等を自在にコントロールできるため呼吸回路に無理なテンションがかからず、患者への負荷を低減します。

輸入販売元



クロス・メディカルサービス株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国四丁目2番8号 ヤマシタビル4F

TEL: 03-3633-6333 FAX: 03-3633-1333

